


FICHE PRODUIT

Gant de chirurgie en latex poudré 300mm - Boîte de 50 paires

Référence : SOC-114157IS

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 50 paires
- Marque : Euromedis
- Référence Euromedis : MAITRE_018
- délais : 1 semaine
- Manchette de gant : Manchette longue 300mm

Description du produit

Gant de chirurgie en latex poudré 300 mm - L'enfilage rapide au bloc opératoire

Ce gant de chirurgie stérile Euromedis mise sur le latex naturel et un poudrage biocompatible pour garantir un enfilage immédiat, même sur mains humides après lavage chirurgical. Sa conception anatomique suit la courbure naturelle des doigts au repos, réduisant la fatigue lors des interventions longues.

Caractéristiques du gant

- Latex naturel stérile de qualité chirurgicale
- Poudrage intérieur : enfilage et changement de gants rapides
- Conception anatomique différenciée gauche/droite
- Surface rugueuse : contrôle précis des instruments
- Manchette de 300 mm à bord roulé
- Boîte de 50 paires sous emballage stérile individuel

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Utilisation en chirurgie

Adapté à la chirurgie générale, orthopédique, viscérale et gynécologique, ce gant convient également au double gantage en gant externe. Il répond aux exigences des normes européennes applicables aux gants de chirurgie stériles.

Votre approvisionnement avec SOCIMED

SOCIMED fournit les blocs opératoires, cliniques et hôpitaux en France et à l'export. Demandez nos conditions sur les cartons complets et notre comparatif entre versions poudrée et non poudrée pour orienter votre choix.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-en-latex-usage-unique/8075-gant-de-chirurgie-en-latex-poudre-300mm-boite-de-50-paires.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 50 paires
Marque	Euromedis
Référence Euromedis	MAITRE_018
delais	1 semaine
Manchette de gant	Manchette longue 300mm
Couleur de gant	Blanc
conditionnement de gant	Boite de 100


Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 5 1/2	SOC-114157DIS	
gant_taille - Taille 6	SOC-114150DIS	
gant_taille - Taille 6 1/2	SOC-114151DIS	
gant_taille - Taille 7	SOC-114152DIS	
gant_taille - Taille 7 1/2	SOC-114153DIS	
gant_taille - Taille 8	SOC-114154DIS	
gant_taille - Taille 8 1/2	SOC-114155DIS	
gant_taille - Taille 9	SOC-114156DIS	
Taille - T.6		
Taille - T.6½		
Taille - T.7		
Taille - T.7½		
Taille - T.8		
Taille - T.8½		
Taille - T.9		

Photos du produit


SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com