

FICHE PRODUIT

Gant de microchirurgie en latex sans poudre 300 mm - MAXITEX - Boîte de 50 paires

Référence : SOC-114130IS

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 50 paires
- Marque : Euromedis
- Référence Euromedis : MAITRE_019
- Manchette de gant : Manchette longue 300mm
- Couleur de gant : Blanc

Description du produit

Gant de microchirurgie en latex MAXITEX 300 mm - La précision au bout des doigts

La microchirurgie exige de percevoir des structures inférieures au millimètre à travers le gant. Le MAXITEX d'Euromedis répond à cette contrainte avec un latex stérile aminci aux extrémités digitales, calibré pour transmettre les plus fines sensations tactiles tout en conservant sa résistance mécanique sur l'ensemble de la main.

Caractéristiques du MAXITEX

- Latex naturel stérile de grade microchirurgie
- Finition sans poudre : aucun résidu dans le champ opératoire
- Sensibilité tactile maximale aux extrémités des doigts
- Surface rugueuse : tenue précise des micro-instruments et fils fins
- Manchette de 300 mm à bord roulé

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Boîte de 50 paires appariées sous emballage stérile

Spécialités concernées

Chirurgie de la main, neurochirurgie, ophtalmologie, chirurgie vasculaire et reconstructrice, ORL
fine : partout où la réussite du geste dépend de la perception tactile, le MAXITEX apporte l'avantage décisif.

Commandez votre dotation chez SOCIMED

SOCIMED livre le MAXITEX aux blocs spécialisés en France et à l'export. Nous assurons la continuité d'approvisionnement de vos tailles critiques et proposons des conditions cadres pour les programmes opératoires récurrents.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-en-latex-usage-unique/8085-gant-de-microchirurgie-en-latex-sans-poudre-300-mm-maxitex-boite-de-50-paires.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 50 paires
Marque	Euromedis
Référence Euromedis	MAITRE_019
Manchette de gant	Manchette longue 300mm
Couleur de gant	Blanc

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 5 1/2	SOC-114130DIS	
gant_taille - Taille 6	SOC-114131DIS	
gant_taille - Taille 6 1/2	SOC-114132DIS	
gant_taille - Taille 7	SOC-114133DIS	
gant_taille - Taille 7 1/2	SOC-114134DIS	
gant_taille - Taille 8	SOC-114135DIS	
gant_taille - Taille 8 1/2	SOC-114136DIS	
gant_taille - Taille 9	SOC-114137DIS	
Taille - T.6		
Taille - T.6½		
Taille - T.7		
Taille - T.7½		
Taille - T.8		
Taille - T.8½		
Taille - T.9		
Taille - T.5½		

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com