


FICHE PRODUIT

Gant de chirurgie en latex sans poudre 300mm - Boîte de 50 paires

Référence : SOC-114157IP

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 50 paires
- Marque : Euromedis
- Référence Euromedis : MAITRE_021
- délais : 48 heures
- taille de gant : Taille 5 1/2

Description du produit

Gant de chirurgie en latex sans poudre 300 mm - Le standard moderne du bloc

Répondant à la tendance de fond des blocs opératoires vers le sans poudre, ce gant de chirurgie Euromedis supprime les complications associées à la poudre d'amidon (réactions à corps étranger, adhérences post-opératoires) sans sacrifier le confort du latex naturel. Son traitement intérieur assure un enfilage fluide sur mains sèches ou légèrement humides.

Détails techniques

- Latex naturel stérile, finition sans poudre
- Recommandé pour tout type de chirurgie
- Conception anatomique gauche/droite épousant la position de repos de la main
- Surface rugueuse pour une préhension constante des instruments
- Manchette de 300 mm à bord roulé
- Boîte de 50 paires en emballage stérile pelable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Champs d'application

Chirurgie générale, digestive, orthopédique, ORL, gynécologique et obstétricale : ce gant polyvalent constitue le consommable de base des programmes opératoires quotidiens et des trousse d'urgence chirurgicale.

Achetez au meilleur prix chez SOCIMED

SOCIMED négocie des volumes importants auprès des Laboratoires Euromedis pour proposer des tarifs compétitifs aux établissements de santé, ONG et centrales d'achat, en France comme à l'export.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-en-latex-usage-unique/8095-gant-de-chirurgie-en-latex-sans-poudre-300mm-boite-de-50-paires.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 50 paires
Marque	Euromedis
Référence Euromedis	MAITRE_021
delais	48 heures
taille de gant	Taille 5 1/2
Type	Sans poudre
Manchette de gant	Manchette longue 300mm
Couleur de gant	Blanc

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Taille - T.6		
Taille - T.6½		
Taille - T.7		
Taille - T.7½		
Taille - T.8		
Taille - T.8½		
Taille - T.9		
Taille - T.5½		

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com