

FICHE PRODUIT



Pansements Chirurgicaux Stériles LPPR Europlaie boîte de 50

Référence : SOC-13528ZDIS

Points forts

- délais : 24 heures
- conditionnement pansement : Boîte de 5 pansements

Description du produit

• Caractéristiques

- Pansement non-tissé adhésif sur les 4 cotés avec compresse de gaze absorbante centrale, recouverte d'un film de Mylar.
- N'adhère pas à la plaie.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-standards-et-pansements-gras/8107-pansement-sterile-avec-compresse-lppr-europlaie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	24 heures
conditionnement pansement	Boite de 5 pansements

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
pansement_dimensions - 10 cm x 8 cm	SOC-135286ZDIS	
pansement_dimensions - 10 cm x 15 cm	SOC-135287ZDIS	
pansement_dimensions - 10 cm x 20 cm	SOC-135288ZDIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com