

FICHE PRODUIT



Papiers filtre standards plissés, n° 3

Référence : SOC-FPLIS25

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Papiers standards plissés, n° 3

Caractéristiques:

- Poids: 73 g/m².
- Epaisseur: 0,17 mm.
- Porosité: 20μ.
- Vitesse: 10sec.
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 100 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/papiers-stand-plisses-ou-a-pl/811-papiers-standards-plisses-n-3.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com