

FICHE PRODUIT

Gant de chirurgie Fusione Polysoprène

Référence : SOC-114160IS

Points forts

- Type : Sans poudre
- Manchette de gant : Manchette 290mm
- Couleur de gant : Blanc

Description du produit

Gant synthétique de chirurgie en Polyisoprène, formulation la plus proche de celle du latex naturel. Garanti une excellente protection contre les cytotoxiques.

Emballage film PE/film PE.

Epaisseur au doigt : 0.23 mm.

Manchette bord roulé anti-enroulement.

100% des gants testés par insufflation d'air et un contrôle visuel.

Dimension: 290mm

Conditionnement: carton de 4 boites/50 paires

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-steriles/8112-gant-de-chirurgie-fusione-polysoprene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Type	Sans poudre
Manchette de gant	Manchette 290mm
Couleur de gant	Blanc

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 5 1/2	SOC-114160DIS	
gant_taille - Taille 6	SOC-114161DIS	
gant_taille - Taille 6 1/2	SOC-114162DIS	
gant_taille - Taille 7	SOC-114163DIS	
gant_taille - Taille 7 1/2	SOC-114164DIS	
gant_taille - Taille 8	SOC-114165DIS	
gant_taille - Taille 8 1/2	SOC-114166DIS	
gant_taille - Taille 9	SOC-114167DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com