

FICHE PRODUIT

Gant de chirurgie synthétique sans poudre 280mm - FINESSIS ZERO - Boîte de 50 paires

Référence : SOC-114900IS

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 50 paires
- Marque : Euromedis
- Référence Euromedis : MAITRE_023

Description du produit

Gant de chirurgie FINESSIS ZERO 280 mm - Zéro latex, zéro poudre, zéro accélérateur

Les dermatites de contact liées aux accélérateurs de vulcanisation (thiurames, carbamates) touchent une proportion croissante des équipes chirurgicales. Le FINESSIS ZERO d'Euromedis y répond radicalement : son polymère flexylon est fabriqué sans latex, sans poudre et sans aucun accélérateur, pour un profil allergologique le plus neutre possible.

Fiche technique du FINESSIS ZERO

- Flexylon stérile de qualité chirurgicale
- Sans latex, sans poudre, sans accélérateurs de vulcanisation
- Conception anatomique différenciée gauche/droite
- Surface micro-texturée : contrôle fin des instruments
- Manchette de 280 mm à bords roulés
- Boîte de 50 paires stériles emballées individuellement

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Indications privilégiées

Opérateurs présentant une allergie de type I (latex) ou de type IV (accélérateurs), patients à risque allergique documenté, blocs opératoires engagés dans une politique 100 % sans latex : le ZERO devient le gant de chirurgie principal ou de secours de ces environnements.

Disponibilité SOCIMED

SOCIMED tient le FINESSIS ZERO en stock et vous fournit certificats et fiches techniques pour vos dossiers de matériovigilance. Tarifs dégressifs pour les établissements convertis au sans latex.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-medicaux-synthetiques/8121-gant-de-chirurgie-synthetique-sans-poudre-280mm-finessis-zero-boite-de-50-paires.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 50 paires
Marque	Euromedis
Référence Euromedis	MAITRE_023

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 6	SO-114900DIS	
gant_taille - Taille 6 1/2	SO-114901DIS	
gant_taille - Taille 7	SO-114902DIS	
gant_taille - Taille 7 1/2	SO-114903DIS	
gant_taille - Taille 8	SO-114904DIS	
gant_taille - Taille 8 1/2	SO-114905DIS	
gant_taille - Taille 9	SO-114906DIS	
Taille - T.6		
Taille - T.6½		
Taille - T.7		
Taille - T.7½		
Taille - T.8		
Taille - T.8½		
Taille - T.9		
Taille - T.5½		

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com