

FICHE PRODUIT

Gant de chirurgie synthétique sans poudre 280mm - **FINESSIS CORIUM** - Boîte de 50 paires

Référence : SOC-114910IS

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 50 paires
- Marque : Euromedis
- Référence Euromedis : MAITRE_024
- Couleur de gant : Vert

Description du produit

Gant de chirurgie **FINESSIS CORIUM** 280 mm - Le sous-gant technique du double gantage

Le double gantage est recommandé dans de nombreuses spécialités pour réduire le risque d'accident d'exposition au sang. Le **FINESSIS CORIUM** d'Euromedis a été spécifiquement développé pour ce rôle : porté sous le gant principal, il ajoute une couche de flexylon fine et résistante qui préserve la sensibilité tactile de l'opérateur.

Caractéristiques du **CORIUM**

- Flexylon stérile : polymère synthétique fin et robuste
- Destiné principalement à un usage en sous-gant
- Sans latex, sans poudre, sans accélérateurs : profil hypoallergénique complet
- Manchette de 280 mm à bords roulés
- Compatible avec les gants externes latex et synthétiques
- Boîte de 50 paires sous emballage stérile individuel

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Bénéfices du double gantage avec le CORIUM

Réduction documentée du risque de contact cutané en cas de perforation du gant externe, détection facilitée des ruptures, protection des opérateurs sensibilisés au latex : le CORIUM sécurise les chirurgies orthopédiques, traumatologiques et toutes les interventions à instruments tranchants.

Commander chez SOCIMED

SOCIMED vous propose le CORIUM seul ou en association avec vos gants de chirurgie externes habituels. Bénéficiez de nos conditions groupées sur la gamme FINESSIS complète.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-medicaux-synthetiques/8130-gant-de-chirurgie-synthetique-sans-poudre-280mm-finessis-corium-boite-de-50-paires.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 50 paires
Marque	Euromedis
Référence Euromedis	MAITRE_024
Couleur de gant	Vert

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 6	SOC-114910DIS	
gant_taille - Taille 6 1/2	SOC-114911DIS	
gant_taille - Taille 7	SOC-114912DIS	
gant_taille - Taille 7 1/2	SOC-114913DIS	
gant_taille - Taille 8	SOC-114914DIS	
gant_taille - Taille 8 1/2	SOC-114915DIS	
gant_taille - Taille 9	SOC-114916DIS	
Taille - T.6		
Taille - T.6½		
Taille - T.7		
Taille - T.7½		
Taille - T.8		
Taille - T.8½		
Taille - T.9		

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com