

FICHE PRODUIT



Boîte d'accouchement simple

Référence : SOC-B00002

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Boîte accouchement simple

- 1 Boite inox 20x10x3 cm
- 2 Pincés de pean 18 cm
- 1 Ciseaux mousse courbe 18 cm
- 1 Sonde vesicale femme metal
- 2 Pincés de kocher droites a/g 18 cm
- 1 Aiguille de reverdin courbe moyenne
- 1 Clamp ombilical de bar inox
- 1 Perce membrane 20 cm
- 1 Insuflateur de ribemond sans poire

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/816-boite-accouchement-simple.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com