

FICHE PRODUIT



Sparadrap microporeux avec dévidoir, ANAPORE

Référence : SOC-13532aDIS

Description du produit

• Caractéristiques

- Sparadrap microporeux.
- Hypoallergénique.
- Support non-tissé blanc.
- Haute tolérance cutanée.
- Se retire sans douleur.
- Indiqué pour maintenir les pansements sur les peaux sensibles.
- Recommandé pour les renouvellements de pansements fréquents.

Les sparadraps microporeux existent :

- en 3 longueurs : 9.14, 7.5 ou 5 m
- en 4 largeurs : 1.25 cm, 2.5 cm, 5 cm ou 7.5 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie


Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/8169-sparadrapp-microporeux-avec-devidoir-anapore.html>


Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
sparadrapp_conditionnement - Boite de 24 rouleaux, sparadrapp_dimensions - 5 m x 1,25 cm	SOC-135329DIS	
sparadrapp_conditionnement - Boite de 12 rouleaux, sparadrapp_dimensions - 5 m x 2,5 cm	SOC-135326DIS	
sparadrapp_conditionnement - Boite de 6 rouleaux, sparadrapp_dimensions - 5 m x 5 cm	SOC-135330DIS	
sparadrapp_conditionnement - Boite de 12 rouleaux, sparadrapp_dimensions - 9,14 m x 2,5 cm	SOC-135327DIS	
sparadrapp_conditionnement - Boite de 6 rouleaux, sparadrapp_dimensions - 9,14 m x 5 cm	SOC-135334DIS	
sparadrapp_conditionnement - Boite de 4 rouleaux, sparadrapp_dimensions - 9,14 m x 7,5 cm	SOC-135335DIS	

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com