

FICHE PRODUIT

Gant d'intervention en latex sans poudre bord droit 300 mm - Boîte de 50 paires

Référence : SOC-127270PIS

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 50 paires
- Marque : Euromedis
- Référence Euromedis : MAITRE_044
- Type : Sans poudre
- Manchette de gant : Manchette longue 300mm

Description du produit

Gant d'intervention en latex stérile sans poudre bord droit 300 mm

Ce gant d'intervention Euromedis comble l'espace entre le gant d'examen et le gant de chirurgie complet : stérile, anatomique et apparié par paire, il sécurise les petites interventions chirurgicales, sutures et poses de dispositifs, à un coût maîtrisé. Sa finition à bord droit simplifie le recouvrement de la manche de casaque.

Spécifications techniques

- Latex naturel stérile, sans poudre
- Conception anatomique : main gauche et main droite différenciées
- Manchette de 300 mm à bord droit
- Surface rugueuse pour une saisie fiable des instruments fins
- Emballage individuel par paire, stérilité garantie
- Boîte de 50 paires

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Actes concernés

Petite chirurgie ambulatoire, sutures aux urgences, pose de voies veineuses centrales, actes de dermatologie interventionnelle, soins de plaies complexes : partout où l'asepsie exige un gant stérile sans le coût d'un gant de chirurgie premium.

SOCIMED à votre service

SOCIMED référence les deux finitions de ce gant (bord droit et bord roulé) afin de répondre aux préférences de chaque équipe. Livraison rapide et tarifs dégressifs pour les blocs opératoires, urgences et centres de santé.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-en-latex-usage-unique/8192-gant-d-intervention-en-latex-sans-poudre-bord-droit-300-mm-boite-de-50-paires.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 50 paires
Marque	Euromedis
Référence Euromedis	MAITRE_044
Type	Sans poudre
Manchette de gant	Manchette longue 300mm
Couleur de gant	Blanc

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 6	SOC-127270PDIS	
gant_taille - Taille 6 1/2	SOC-127271PDIS	
gant_taille - Taille 7	SOC-127272PDIS	
gant_taille - Taille 7 1/2	SOC-127273PDIS	
gant_taille - Taille 8	SOC-127274PDIS	
gant_taille - Taille 8 1/2	SOC-127275PDIS	
gant_taille - Taille 9	SOC-127276PDIS	
Taille - T.6		
Taille - T.6½		
Taille - T.7		
Taille - T.7½		
Taille - T.8		
Taille - T.8½		
Taille - T.9		

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com