

FICHE PRODUIT

Gant d'intervention en latex sans poudre bord roulé 300 mm - Boîte de 50 paires

Référence : SOC-127280IS

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 50 paires
- Marque : Euromedis
- Référence Euromedis : MAITRE_022
- Type : Sans poudre
- Manchette de gant : Manchette longue 300mm

Description du produit

Gant d'intervention en latex stérile sans poudre bord roulé 300 mm

Variante à bord roulé du gant d'intervention Euromedis, ce modèle privilégie la tenue de la manchette : le bourrelet roulé maintient fermement le gant en place durant toute la durée de l'acte, même lors de mouvements répétés. Un choix apprécié des praticiens qui interviennent sans casaque à poignets élastiqués.

Points clés du produit

- Latex naturel stérile, finition sans poudre
- Bord roulé : maintien renforcé de la manchette sur l'avant-bras
- Manchette longue de 300 mm
- Surface rugueuse : préhension sûre des aiguilles et instruments
- Paires appariées gauche/droite sous emballage stérile individuel
- Boîte de 50 paires

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Indications

Sutures, incisions superficielles, poses de drains, actes de gynécologie et d'urologie ambulatoires, soins invasifs en cabinet : ce gant apporte la sécurité du stérile avec le confort du latex anatomique.

Pourquoi passer par SOCIMED ?

Distributeur agréé des Laboratoires Euromedis, SOCIMED assure disponibilité, traçabilité des lots et conseil sur toute la gamme de gants d'intervention et de chirurgie. Devis express pour les groupements et appels d'offres.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-en-latex-usage-unique/8207-gant-d-intervention-en-latex-sans-poudre-bord-roule-300-mm-boite-de-50-paires.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 50 paires
Marque	Euromedis
Référence Euromedis	MAITRE_022
Type	Sans poudre
Manchette de gant	Manchette longue 300mm
Couleur de gant	Bleu

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 6	SOC-127280DIS	
gant_taille - Taille 6 1/2	SOC-127281DIS	
gant_taille - Taille 7	SOC-127282DIS	
gant_taille - Taille 7 1/2	SOC-127283DIS	
Taille - T.6		
Taille - T.6½		
Taille - T.7		
Taille - T.7½		
Taille - T.8		
Taille - T.8½		
Taille - T.9		

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com