

FICHE PRODUIT

Pansement de rétention EUROFIX

Référence : SOC-13531DIS

Points forts

- Conditionnement du sparadrap : Boite de 1 rouleau

Description du produit

• Caractéristiques

- Bande non-tissé adhésive multi-extensible hypoallergénique.
- À couper avec des ciseaux.
- La gamme EUROFIX® est disponible en quatre largeurs et peut être référencée comme pansement de rétention.
- Sa bande perméable à la vapeur d'eau est peu susceptible de causer la macération des tissus et ne gêne pas la transpiration.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-speciaux-et-hypoallergeniques/8228-pansement-de-retention-eurofix.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement du sparadrap	Boîte de 1 rouleau

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
sparadrap_dimensions - 10 m x 5 cm	SOC-135315DIS	
sparadrap_dimensions - 10 m x 10 cm	SOC-135316DIS	
sparadrap_dimensions - 10 m x 15 cm	SOC-135317DIS	
sparadrap_dimensions - 10 m x 20cm	SOC-135318DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com