

FICHE PRODUIT



Bande de Crêpe 100 g/m2 LPPR

Référence : SOC-13515DIS

Points forts

- Type d'emballage : Emballage individuel sous cellophane

Description du produit

Préconisée pour toutes les fixations. Emballage individuel sous cellophane. 100 % coton. Lavable et stérilisable. Étirable jusqu'à 4 mètres.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bande-crepe/8285-bande-de-crepe-100-g-m2-lppr.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Type d'emballage	Emballage individuel sous cellophane

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
bandes_conditionnement - Carton de 50 bandes, bandes_dimensions - 4 m x 5 cm	SOC-135155DIS	
bandes_conditionnement - Carton de 40 bandes, bandes_dimensions - 4 m x 7 cm	SOC-135156DIS	
bandes_conditionnement - Carton de 30 bandes, bandes_dimensions - 4 m x 10 cm	SOC-135157DIS	
bandes_conditionnement - Carton de 20 bandes, bandes_dimensions - 4 m x 15 cm	SOC-135158DIS	
bandes_conditionnement - Carton de 15 bandes, bandes_dimensions - 4 m x 20 cm	SOC-135159DIS	
bandes_conditionnement - Carton de 10 bandes, bandes_dimensions - 4 m x 30 cm	SOC-135160DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com