

FICHE PRODUIT



Compresse en non-tissé stérile-40g/m²

Référence : SOC-175582IS

Points forts

- Densité de compresse : 40g/m²

Description du produit

Douceur et confort. Pas d'émission particulière.
Excellent pouvoir d'absorption et de restitution.
Non-tissé, de qualité supérieure qui ne peluche pas.
Compatibilité avec les solutions antiseptiques et l'éther.
Sèche ou humide, elle offre une grande résistance à l'étirement.
Tolérance et innocuité parfaites.
4 plis. 30 ou 40 g/m².
Pochette de 2, 5 ou 10 compresses.
Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/compresses-non-tisse-steriles/8312-compresse-en-non-tisse-sterile-40g-m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Densité de compresse	40g/m ²

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
compresse_dimensions - 7,5 x 10 cm- 4 plis, compresse_conditionnement - Boite de 20/carton de 12	SOC-175582DIS	
compresse_dimensions - 5 x 5 cm- 4 plis, compresse_conditionnement - Boite de 100/carton de 8	SOC-175576DIS	
compresse_dimensions - 7,5 x 7,5 cm- 4 plis, compresse_conditionnement - Boite de 100/carton de 8	SOC-175573DIS	
compresse_dimensions - 10 x 10 cm- 4 plis, compresse_conditionnement - Boite de 100/carton de 8	SOC-175577DIS	
compresse_dimensions - 5 x 5 cm- 4 plis, compresse_conditionnement - Boite de 50/carton de 12	SOC-175578DIS	
compresse_dimensions - 7,5 x 7,5 cm- 4 plis, compresse_conditionnement - Boite de 50/carton de 12	SOC-175574DIS	
compresse_dimensions - 10 x 10 cm- 4 plis, compresse_conditionnement - Boite de 50/carton de 12	SOC-175575DIS	
compresse_dimensions - 10 x 20 cm- 4 plis, compresse_conditionnement - Boite de 25/carton de 8	SOC-175597DIS	
compresse_dimensions - 7,5 x 7,5 cm- 4 plis, compresse_conditionnement - Boite de 50/carton de 10	SOC-175579DIS	
compresse_dimensions - 10 x 10 cm- 4 plis, compresse_conditionnement - Boite de 50/carton 4	SOC-175580DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com