

FICHE PRODUIT



Bandage stérile SINGLEFIX

Référence : SOC-13562DIS

Points forts

- Conditionnement des bandes : Boite de 100 bandes

Description du produit

• Caractéristiques

- Bandage stérile pour les doigts.
- Haute élasticité.
- Extensible et résistant.
- Liberté de mouvement préservé

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bande-tubulaire/8334-bandage-sterile-singlefix.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement des bandes	Boîte de 100 bandes

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
bandes_type - Type A-Grand	SOC-135620DIS	
bandes_type - Type B-Moyen	SOC-135621DIS	
bandes_type - Type C-Enfant	SOC-135622DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com