

FICHE PRODUIT



Filet tubulaire SURGIFIX polyamide sans latex

Référence : SOC-13544DIS

Points forts

- Conditionnement bandage tubulaire : Boîte de 25 mètres étirés

Description du produit

Allie la souplesse, sans latex

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bande-tubulaire/8344-filet-tubulaire-surgifix-polyamide-sans-latex.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement bandage tubulaire	Boîte de 25 mètres étirés

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
bandes_filets_indications - Taille A-2 doigts, pouce	SOC-135440DIS	
bandes_filets_indications - Taille B-Poignet, cheville, pied	SOC-135441DIS	
bandes_filets_indications - Taille C-coude	SOC-135442DIS	
bandes_filets_indications - Taille D-main, bras /jambe	SOC-135443DIS	
bandes_filets_indications - Taille E-Jambe/cordon ombilical, cuisse	SOC-135444DIS	
bandes_filets_indications - Taille F-Tête thorax	SOC-135445DIS	
bandes_filets_indications - Taille G-Thorax abdomen	SOC-135446DIS	
bandes_filets_indications - Taille H-Thorax, bassin, épaule	SOC-135447DIS	
bandes_filets_indications - Taille I-thorax très fort et extra fort	SOC-135448DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com