

FICHE PRODUIT



Bandage tubulaire compressif REDIGRIP

Référence : SOC-13545DIS

Description du produit

- Bandage tubulaire élastique.
- Application facile et uniforme.
- Soutien constant. Spécialement étudié afin d'exercer la pression adéquate tout en assurant un soutien idéal de la partie du corps concernée. Redigrip® peut être porté en toute circonstance où un soutien radial se révèle nécessaire.
- L'utilisation préventive durant et après les interventions chirurgicales réduit le risque de thromboses post-opératoires.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bande-tubulaire/8367-bandage-tubulaire-compressif-redigrip.html>



Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
bandes_bandages_tubulaire_type - N° A - 4,5 cm, band_bandages_conditionnement - Boîte de 10 mètres	SOC-135450DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - N° B - 6,25 cm, band_bandages_conditionnement - Boîte de 10 mètres	SOC-135451DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - N° C - 6,75 cm, band_bandages_conditionnement - Boîte de 10 mètres	SOC-135452DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - N° D - 7,5 cm, band_bandages_conditionnement - Boîte de 10 mètres	SOC-135453DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - N° E - 8,75 cm, band_bandages_conditionnement - Boîte de 10 mètres	SOC-135454DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - N° F - 10 cm, band_bandages_conditionnement - Boîte de 10 mètres	SOC-135455DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - N° G - 12 cm, band_bandages_conditionnement - Boîte de 10 mètres	SOC-135456DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - N° H - 15 cm, band_bandages_conditionnement - Boîte de 10 mètres	SOC-135457DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - N° J - 17,5 cm, band_bandages_conditionnement - Boîte de 10 mètres	SOC-135458DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - N° K - 21,5 cm, band_bandages_conditionnement - Boîte de 10 mètres	SOC-135459DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - N° KL - 26 cm, band_bandages_conditionnement - Boîte de 10 mètres	SOC-135460DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - N° L - 32,5 cm, band_bandages_conditionnement - Boîte de 10 mètres	SOC-135461DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - N° M - 36 cm, band_bandages_conditionnement - Boîte de 10 mètres	SOC-135462DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - Taille C - Largeur 6,75, band_bandages_conditionnement - Boîte de 1 mètre	SOC-135515DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - Taille D - Largeur 7,50, band_bandages_conditionnement - Boîte de 1 mètre	SOC-135516DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - Taille E - Largeur 8,75, band_bandages_conditionnement - Boîte de 1 mètre	SOC-135517DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
bandes_bandages_tubulaire_type - Taille F - Largeur 10,00, band_bandages_conditionnement - Boîte de 1 mètre	SOC-135518DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - Taille G - Largeur 12,00, band_bandages_conditionnement - Boîte de 1 mètre	SOC-135519DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com