

FICHE PRODUIT



Bandage tubulaire REDIGAUZ

Référence : SOC-13552DIS

Points forts

- Conditionnement bandage tubulaire : Boîte de 20 mètres

Description du produit

- Grâce à son caractère polyvalent, il peut être porté en toute circonstance où un soutien radial se révèle nécessaire.
- Bandage tubulaire 100 % coton. Il assure le soutien de la partie du corps concernée

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bande-tubulaire/8368-bandage-tubulaire-redigauz.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement bandage tubulaire	Boîte de 20 mètres

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
bandes_bandages_tubulaire_type - Taille 01 - Largeur 15 mm	SOC-135520DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - Taille 12 - Largeur 25mm	SOC-135521DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - Taille 34 - Largeur 35mm	SOC-135522DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - Taille K2 - Largeur 220mm	SOC-135526DIS	
bandes_bandages_tubulaire_type - Taille 78 - Largeur 80mm	SOC-135523DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com