

FICHE PRODUIT

Compresse en non tissé stérile

Référence : SOC-175535AIS

Points forts

- Densité de compresse : 40g/m²
- Emballage de compresse : Collectivité emballage

Description du produit

Spécifiquement adaptées aux professionnels de la santé, les compresses sont conditionnées en pochette de 1 unité.

- Compresse de gaze : 17 fils, 8, 12 et 16 plis,
- Compresse en non-tissé : 40 g/m², 4 plis.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/compresses-non-tisse-steriles/8414-compresse-en-non-tisse-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Densité de compresse	40g/m ²
Emballage de compresse	Collectivité emballage

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
compresse_dimensions - 7,5 x 7,5 cm- 4 plis, compresse_conditionnement - Boite de 100/carton de 10	SOC-175540ADIS	
compresse_dimensions - 10 x 10 cm- 4 plis, compresse_conditionnement - Boite de 100/carton de 10	SOC-175550ADIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com