

FICHE PRODUIT

Compresse en non tissé stérile

Référence : SOC-175535ADIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Densité de compresse : 40g/m²
- Dimensions des compresses : 5 x 5 cm- 4 plis
- conditionnement : Boite de 100/carton de 10
- Emballage de compresse : Collectivité emballage

Description du produit

Spécifiquement adaptées aux professionnels de la santé, les compresses sont conditionnées en pochette de 1 unité.

- Compresse de gaze : 17 fils, 8, 12 et 16 plis,
- Compresse en non-tissé : 40 g/m², 4 plis.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/compresses-et-pansements/8415-compresse-en-non-tisse-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Densité de compresse	40g/m ²
Dimensions des compresses	5 x 5 cm- 4 plis
conditionnement	Boite de 100/carton de 10
Emballage de compresse	Collectivité emballage

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com