

FICHE PRODUIT



Compresse pour trachéotomie - stérile

Référence : SOC-175800DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Densité de compresse : 40g/m²
- Dimensions des compresses : 7,5 x 7,5 cm- 4 plis
- conditionnement : Boite de 200/carton de 8
- Emballage de compresse : simple emballage

Description du produit

Sèche ou humide, la résistance à l'étirement est optimale.

Ne peluche pas. Très bonne absorption des sécrétions.

Innocuité totale. 67 % viscose - 33 % polyester, réalisé sans liant. 40 g/m². 4 Plis.

Conditionnement: simple emballage boite de 200

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/compresses-specifiques/8418-compresse-pour-tracheotomie-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Densité de compresse	40g/m ²
Dimensions des compresses	7,5 x 7,5 cm- 4 plis
conditionnement	Boîte de 200/carton de 8
Emballage de compresse	simple emballage

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com