

FICHE PRODUIT



Compresse stérile de gaze pour laparotomie

Référence : SOC-175340IS

Points forts

- conditionnement : Boite de 10/carton de 4
- Emballage de compresse : double emballage
- Tissage des compresses : 17 fils

Description du produit

Compresse ORX, prélavée avec lacet.
Sticker de traçabilité.

Conditionnement: Boite de 10 pochettes de 5 compresses en double emballage

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/compresses-specifiques/8419-compresse-de-gaze-pour-laparotomie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
conditionnement	Boite de 10/carton de 4
Emballage de compresse	double emballage
Tissage des compresses	17 fils

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
compresse_dimensions - 36 x 36 cm - 4 plis	SOC-175340DIS	
compresse_dimensions - 43 x 66 cm - 4 plis	SOC-175341DIS	
compresse_dimensions - 45 x 45 cm - 4 plis	SOC-175342DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com