

FICHE PRODUIT



Compresse de gaze stériles LPP 17 fils 8 plis, Sachet de 02

Référence : SOC-175420IS

Points forts

- Emballage de compresse : double emballage
- Tissage des compresses : 17 fils

Description du produit

Pliage américain. Très grande capacité d'absorption.

Tissage en fil de coton hydrophile, réalisé en 17 fils, 8 plis. Blanchie et purifiée.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Conditionnement: boîte de 10 et 25

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/compresses-de-gaze-steriles/8423-compresse-de-gaze-sterile-lppr.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Emballage de compresse	double emballage
Tissage des compresses	17 fils

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
compresse_dimensions - 7,5 x 7,5 cm 8 plis, compresse_conditionnement - Boite de 10/carton de 40	SOC-175420DIS	
compresse_dimensions - 7,5 x 7,5 cm 8 plis, compresse_conditionnement - Boite de 25/carton de 12	SOC-175421DIS	
compresse_dimensions - 7,5 x 7,5 cm 8 plis, compresse_conditionnement - Boite de 50/carton de 6	SOC-175422DIS	
compresse_dimensions - 10 x 10 cm- 8 plis, compresse_conditionnement - Boite de 25/carton de 12	SOC-175424DIS	
compresse_dimensions - 10 x 10 cm- 8 plis, compresse_conditionnement - Boite de 50/carton de 6	SOC-175425DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com