

FICHE PRODUIT



Compresse en non-tissé stérile- LPPR

Référence : SOC-175430IS

Points forts

- Densité de compresse : 40g/m²
- Emballage de compresse : double emballage

Description du produit

Douceur et confort. Pas d'émission particulaire.
Excellent pouvoir d'absorption et de restitution.
Non-tissé de qualité supérieure qui ne peluche pas.
Non-tissé. 40 g/m². 4 plis.
Compatibilité avec les solutions antiseptiques et l'éther.
Sèche ou humide, elle offre une grande résistance à l'étirement.
Tolérance et innocuité parfaites.
Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Conditionnement: boîte de 10, 25 et 50

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/compresses-non-tisse-steriles/8430-compresse-en-non-tisse-sterile-lppr.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Densité de compresse	40g/m ²
Emballage de compresse	double emballage

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
compresse_dimensions - 7,5 x 7,5 cm 4 plis, compresse_conditionnement - Boite de 10/carton de 40	SOC-175430DIS	
compresse_dimensions - 7,5 x 7,5 cm 4 plis, compresse_conditionnement - Boite de 25/carton de 12	SOC-175431DIS	
compresse_dimensions - 7,5 x 7,5 cm 4 plis, compresse_conditionnement - Boite de 50/carton de 6	SOC-175432DIS	
compresse_dimensions - 10 x 10 cm- 4 plis, compresse_conditionnement - Boite de 10/carton de 40	SOC-175433DIS	
compresse_dimensions - 10 x 10 cm- 4 plis, compresse_conditionnement - Boite de 25/carton de 12	SOC-175434DIS	
compresse_dimensions - 10 x 10 cm- 4 plis, compresse_conditionnement - Boite de 50/carton de 6	SOC-175435DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com