

FICHE PRODUIT



Compresse de gaze - non stérile, pliage bord rentrés

Référence : SOC-175300IS

Points forts

- conditionnement : Sachet de 100/carton de 50

Description du produit

Ne "s'effiloche" pas grâce à un pliage chirurgical à bords rentrés. Très grande capacité d'absorption.

Tissage en fil de coton hydrophile, réalisé en 13 ou 17 fils. Blanchie et purifiée.

Les compresses de gaze non stériles sont stérilisables par ionisation ou par autoclavage, sans pour autant altérer leurs qualités.

Conditionnement: sachet de 100

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/compresses-de-gaze-non-steriles/8447-compresse-de-gaze-non-sterile-pliage-bord-rentres.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
conditionnement	Sachet de 100/carton de 50

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
compresse_dimensions - 5 x 5 cm 8 plis - 14 x 20, compresse_tissage - 13 fils	SOC-175300DIS	
compresse_dimensions - 5 x 7.5 cm 8 plis -14 x 30, compresse_tissage - 13 fils	SOC-175301DIS	
compresse_dimensions - 7,5 x 7,5 cm 8 plis - 18 x 30, compresse_tissage - 13 fils	SOC-175302DIS	
compresse_dimensions - 7,5 x 7,5 cm 12 plis - 27 x 30, compresse_tissage - 13 fils	SOC-175303DIS	
compresse_dimensions - 8 x 10 cm 8 plis - 20 x 40, compresse_tissage - 13 fils	SOC-175304DIS	
compresse_dimensions - 10 x 10 cm 12 plis - 33 x 40, compresse_tissage - 13 fils	SOC-175305DIS	
compresse_dimensions - 5 x 5 cm 8 plis - 14 x 20, compresse_tissage - 17 fils	SOC-175306DIS	
compresse_dimensions - 5 x 7.5 cm 8 plis -14 x 30, compresse_tissage - 17 fils	SOC-175307DIS	
compresse_dimensions - 7,5 x 7,5 cm 8 plis - 18 x 30, compresse_tissage - 17 fils	SOC-175308DIS	
compresse_dimensions - 7,5 x 7,5 cm 12 plis - 27 x 30, compresse_tissage - 17 fils	SOC-175309DIS	
compresse_dimensions - 8 x 10 cm 8 plis - 20 x 40, compresse_tissage - 17 fils	SOC-175312DIS	
compresse_dimensions - 10 x 10 cm 8 plis - 25 x 40, compresse_tissage - 17 fils	SOC-175313DIS	
compresse_dimensions - 10 x 10 cm 12 plis - 33 x 40, compresse_tissage - 17 fils	SOC-175314DIS	
compresse_dimensions - 10 x 10 cm 16 plis - 44 x 40, compresse_tissage - 17 fils	SOC-175315DIS	
compresse_dimensions - 10 x 20 cm - 12 plis, compresse_tissage - 17 fils	SOC-175328DIS	
compresse_dimensions - 15 x 20 cm 12 plis - 64 x 40, compresse_tissage - 17 fils	SOC-175324DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com