

FICHE PRODUIT

Boule de gaze non stérile

Référence : SOC-175374DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- conditionnement : Boite de 25/carton de 8
- Sachet de compresse : Sachet de 10

Description du produit

Boule de gaze stérile : 1 à 1,2 g Prune T20

Conditionnement: boîte de 40 et 25

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/8468-boule-de-gaze-non-sterile.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
conditionnement	Boite de 25/carton de 8
Sachet de compresse	Sachet de 10

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com