

FICHE PRODUIT



Boule en non-tissé stérile

Référence : SOC-175386IS

Description du produit

Boule en non-tissé stérile : 1 à 1,2 g Prune T20.

Conditionnement:

- Boite de 30 sachets de 2 boules
- Boite de 20 sachets de 4 boules

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/compresses-en-non-tisse/8470-boule-en-non-tisse-sterile.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
compresse_conditionnement - Boite de 30/carton de 8, compresse_sachet - Sachet de 2	SOC-175386DIS	
compresse_conditionnement - Boite de 20/carton de 8, compresse_sachet - Sachet de 4	SOC-175385DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com