

FICHE PRODUIT



Set de suture

Référence : SOC-17464DIS

Points forts

- Conditionnement : Carton de 50 set

Description du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Référence	Composition du set
Set de suture N° 645	- 1 champ fenêtré avec adhésifs 50 x 50 cm - 1 porte aiguille 12,5 cm métal - 1 pince à disséquer à griffes 12,5 cm métal - 1 paire de ciseaux bouts pointus 11 cm - 5 compresses en non-tissé 7.5 x 7.5 cm
Set de suture N° 647	- 1 champ fenêtré avec adhésifs 50 x 50 cm - 1 porte aiguille 12,5 cm métal - 1 pince à disséquer sans griffes 12,5 cm métal - 1 paire de ciseaux bouts pointus 11 cm - 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm
Set de suture N° 648	- 1 champ fenêtré avec adhésifs 50 x 50 cm - 1 porte aiguille 12,5 cm métal - 1 pince Adson à griffes 12,5 cm métal - 1 paire de ciseaux bouts pointus 11 cm - 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm
Set de suture N° 668	- 1 champ absorbant imperméable 38 x 45 cm - 1 champ fenêtré avec adhésifs 50 x 50 cm - 1 porte aiguille 12,5 cm métal - 1 pince à disséquer à griffes 12,5 cm métal - 1 paire de ciseaux bouts pointus 11 cm - 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm
Set de suture N° 671	- 1 champ absorbant imperméable 38 x 45 cm - 1 champ fenêtré avec adhésifs 50 x 50 cm - 1 porte aiguille 12,5 cm métal - 1 pince Adson à griffes 12,5 cm métal - 1 paire de ciseaux bouts pointus 11 cm - 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm
Set de suture N° 667	- 1 champ absorbant imperméable 38 x 45 cm - 1 champ fenêtré avec adhésifs 50 x 50 cm - 1 porte aiguille 12,5 cm métal - 1 pince Adson sans griffes 12,5 cm métal - 1 paire de ciseaux bouts pointus 11 cm - 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/set/8479-set-de-suture.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Carton de 50 set

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
set_type - Set de suture N° 645	SOC-174645DIS	
set_type - Set de suture N° 647	SOC-174647DIS	
set_type - Set de suture N° 648	SOC-174648DIS	
set_type - Set de suture N° 668	SOC-174668DIS	
set_type - Set de suture N° 671	SOC-174671DIS	
set_type - Set de suture N° 667	SOC-174667DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com