

FICHE PRODUIT



Set en barquette spécial HAD

Référence : SOC-17498DIS

Points forts

- Conditionnement : Carton de 28 set

Description du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Référence	Composition du set
Composition 1: Set de perfusion par voie périphérique	- 1 champ de soin intraversable 60 x 50, - 1 essuie-mains, - 1 drap de soin plié, - 1 paire de gant latex T7/8, - 10 compresses 7,5 x 7,5, - 2 seringues 10 CC Luer, - 1 seringue 20 CC Luer, - 3 aiguilles 18 G, - 1 bouchon pour injection, - 1 sac à déchets.
Composition 2: Set de perfusion par voie centrale	- 1 champ de soin intraversable 60 x 50 - 1 charlotte clip non tissé blanche, - 1 masque chirurgical 3 plis avec élastique, - 1 essuie-mains, - 8 compresses NT 7,5 x 7,5, - 1 champ de soin fenêtré adhésif, - 1 paire de gant latex 7/8, - 5 compresses NT 7,5 x 7,5, - 2 seringues 10 CC Luer, - 1 seringue 20 CC Luer, - 3 aiguilles 18 G, - 3 stéristrips, - 1 sac à déchets.
Composition 2: Set d'aseptie	- 1 champ de soin intraversable 60 x 50, - 1 champ de soin 60 x 50, - 10 compresses NT 7,5 x 7,5 cm.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/set/8536-set-en-barquette-special-had.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Carton de 28 set

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
set_type - Composition 2	SOC-174981DIS	
set_type - Composition 3	SOC-174982DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com