

FICHE PRODUIT



Boule de coton - Sachet de 700

Référence : SOC-128203ADIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Poids du coton : 0,5 - 0,6 g Sachet/700
- Conditionnement du coton : Carton/16 sachets

Description du produit

Boule de coton

Boule de gaze stérile, 0,5 - 0,6 g

Conditionnement minimum : Sachet de 700.

Conditionnement par carton : 16 sachets

Conditionnement minimum de vente: sachet de 700

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/coton-hydrophile/8550-boule-de-coton.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Poids du coton	0,5 - 0,6 g Sachet/700
Conditionnement du coton	Carton/16 sachets

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com