

FICHE PRODUIT



Coton tige

Référence : SOC-128208DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement du coton : Boîte de 200 batonnets ouatés

Description du produit

Bâtonnet coton de haute qualité. Pour adulte.

Conditionnement: boîte de 200

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/coton-hydrophile/8554-coton-tige.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement du coton	Boîte de 200 batonnets ouatés

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com