

FICHE PRODUIT

Aiguille Eurofine

Référence : SOC-101300IS

Description du produit

- **Caractéristiques**

- Aiguille en acier inoxydable stérile.
- Embase en polypropylène translucide aux couleurs standards.
- Diamètre extérieur de 0,45 à 1,2 mm.
- Longueurs disponibles : 12, 16, 25, 30, 40 et 50 mm.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Conditionnement: boîte de 100

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles/8557-aiguille-eurofine.html>



Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
auiguille_type - 12 x 0.45 BN Marron	SOC-101300DIS	
auiguille_type - 20 x 0.4 BN Grise	SOC-101318DIS	
auiguille_type - 16 x 0.5 BN Orange	SOC-101301DIS	
auiguille_type - 25 x 0.6 BN Bleue	SOC-101302DIS	
auiguille_type - 30 x 0.6 BN Bleue	SOC-101326DIS	
auiguille_type - 25 x 0.7 BN Noire	SOC-101329DIS	
auiguille_type - 30 x 0.7 BN Noire	SOC-101303DIS	
auiguille_type - 40 x 0.7 BN Noire	SOC-101304DIS	
auiguille_type - 25 x 0.8 BN Verte	SOC-101305DIS	
auiguille_type - 40 x 0.8 BN Verte	SOC-101306DIS	
auiguille_type - 25 x 0.9 BN Jaune	SOC-101307DIS	
auiguille_type - 40 x 0.9 BN Jaune	SOC-101308DIS	
auiguille_type - 30 x 1.0 BN Beige	SOC-101309DIS	
auiguille_type - 25 x 1.1 BN Ivoire	SOC-101310DIS	
auiguille_type - 40 x 1.1 BN Ivoire	SOC-101311DIS	
auiguille_type - 40 x 1.2 BC Rose	SOC-101312DIS	
auiguille_type - 50 x 0,7 BN Noir	SOC-101330DIS	
auiguille_type - 50 x 0,8 BN Verte	SOC-101314DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com