

FICHE PRODUIT

Aiguille pour stylo à insuline Europen

Référence : SOC-101400IS

Points forts

- délais : Sur commande

Description du produit

Le soin optimum, la simplicité maximum. Biseautage triple pour une pénétration rapide et aisée.

Compatible avec tous les types de stylos (Eli Lilly, Sanofi, Novopen, Ypsomed, etc.)

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. Inscription LPPR.

Conditionnement: boîte de 100

Condition minimum de vente: Carton de 6 btes

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles/8576-aiguille-pour-stylo-a-insuline-europen.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	Sur commande

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_dimensions - 0,25 x 6 mm	SOC-101400DIS	
aiguille_dimensions - 0,25 x 8 mm	SOC-101401DIS	
aiguille_dimensions - 0,33 x 12 mm	SOC-101402DIS	
aiguille_dimensions - 0,30 x 8 mm	SOC-101405DIS	
aiguille_dimensions - 0,30 x 10 mm	SOC-101406DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com