


FICHE PRODUIT



Sonde de foley 100% silicone

Référence : SOC-174830DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Boite de 10
- Diamètre ext. (charrière) : CH 12 à 28
- Type de sonde : 100% Silicone 40 cm Ballonnet 5 - 15 ml

Description du produit

Elles sont réservées pour un sondage de longue durée.
Plus rigide. Anallergique.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-et-drainages/8579-sonde-de-foley-100-silicone.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Boite de 10
Diamètre ext. (charrière)	CH 12 à 28
Type de sonde	100% Silicone 40 cm Ballonnet 5 - 15 ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com