

FICHE PRODUIT



Sonde de foley latex siliconé

Référence : SOC-17480DIS

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 10

Description du produit

Sondage de courte et moyenne durée. Enduction silicone.
CH 12 à 28 avec ballonnet de 5 à 15 ml.
Existe en version pédiatrique CH 8 à 10.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-et-drainages/8583-sonde-de-foley-latex-silicone.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 10

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
sonde_diametre - CH 12 à 28, sonde_type - Latex siliconé simple courant Ballonnet 5 - 15 ml	SOC-174800DIS	
sonde_diametre - CH 12 à 22, sonde_type - Latex siliconé béquillée simple courant 40 cm Ballonnet 5 - 15 ml	SOC-174880DIS	
sonde_diametre - CH 08 à 10, sonde_type - Pédiatrique latex siliconé simple courant Ballonnet de 3 - 5 ml	SOC-174850DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com