

FICHE PRODUIT

Aiguille Mésothérapie PIC

Référence : SOC-102100IS

Description du produit

Les aiguilles pour mésothérapie sont fines et petites, adaptées aux traitements des troubles circulatoires veineux et à la rétention d'eau. De par la conformation de leur biseau, (technologie du triple biseau), les aiguilles en acier inoxydable permettent des séances indolores. En effet les études in-vitro et in-vivo ont démontré leur supériorité qualitative par rapport à l'indice de pénétration. Les aiguilles s'adaptent sur un cône Luer ou Luer Lock, leur base est translucide. Stérile, à usage unique et sans latex.

Conditionnement: boîte de 100

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles/8588-aiguille-mesotherapie-pic.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_dimensions - 4 mm x 0.40 LUER 27 G	SOC-102100DIS	
aiguille_dimensions - 6 mm x 0.40 LUER 27 G	SOC-102101DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com