

FICHE PRODUIT

Aiguille spéciale de Phlébologie

Référence : SOC-101315DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'aiguille : 12 x 0,3 BN jaune

Description du produit

Stérile à usage unique.

Conditionnement: boîte de 100 pièces

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles/8591-aiguille-speciale-de-phlebologie.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'aiguille	12 x 0,3 BN jaune

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com