

FICHE PRODUIT



Sonde de Tieman en PVC

Référence : SOC-17412DIS

Points forts

- Conditionnement : Sachet de 100

Description du produit

Large gamme de sondes adaptées à la plupart des pathologies nécessitant un écoulement contrôlé, en particulier dans les spécialités d'urologie. Le matériau employé est le PVC. Ce matériau a été contrôlé sur le plan de son innocuité et de sa non-toxicité. Les sondes sont vendues stériles non lubrifiées.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-et-drainages/8593-sonde-de-tieman-en-pvc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Sachet de 100

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
sonde_diametre - CH 10 à 18, sonde_type - 40 cm - 2 oeils latéraux	SOC-174121DIS	
sonde_diametre - CH 20, sonde_type - 40 cm - 2 oeils latéraux	SOC-174126DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com