

FICHE PRODUIT

Lancette de sécurité True Plus

Référence : SOC-101611IS

Description du produit

Lancette de sécurité stérile pour les prélèvements de sang capillaire.

Ergonomique pour une utilisation facile. Sécurité : la lancette se rétracte après utilisation.

Stérilisé par irradiation.

Conditionnement: boîte de 200

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles/8596-lancette-de-securite-true-plus.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_dimensions - 2 x 0,6 mm - 23G Rose	SOC-101611DIS	
aiguille_dimensions - 1,5 x 0,3 mm - 29G Verte	SOC-101612DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com