

FICHE PRODUIT



Sonde d'aspiration en PVC

Référence : SOC-17425DIS

Points forts

- Conditionnement : Boite de 100
- Type de sonde : 1 oeil - 50 cm

Description du produit

Ces sondes sont adaptées à la plupart des pathologies nécessitant un écoulement contrôlé, en particulier dans les spécialités d'anesthésie. Le matériau employé est le PVC. Ce matériau a été contrôlé sur le plan de son innocuité et de sa non-toxicité. Les sondes sont vendues stériles non lubrifiées.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-et-drainages/8606-sonde-d-aspiration-en-pvc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boite de 100
Type de sonde	1 oeil - 50 cm

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
sonde_diametre - CH 06	SOC-174251DIS	
sonde_diametre - CH 08	SOC-174259BDIS	
sonde_diametre - CH 10 à 18	SOC-174266BDIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com