

**FICHE PRODUIT**

## Poche à urine stérile EUROBAG

Référence : SOC-13422RDIS

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

Poche à urine.  
Avec site de prélèvement  
sans aiguille,  
clamp et robinet à clapet  
utilisable avec une seule main.  
Emballage unitaire.

Conditionnement: Carton de 50.

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-et-drainages/8610-poche-a-urine-sterile-eurobag.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Déclinaisons

| Désignation                                                                                                | Référence :    | EAN13 : |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| sonde_type_de_poche - 2 L/ Eurobag 8 + robinet à clapet                                                    | SOC-134221RDIS |         |
| sonde_type_de_poche - 2 L/ Eurobag 8H + robinet à clapet excentré rabattable + crochet                     | SOC-134222RDIS |         |
| sonde_type_de_poche - 2 L/ Eurobag 8HF + robinet à clapet excentré rabattable + crochet + piège à bactérie | SOC-134223RDIS |         |
| sonde_type_de_poche - 4 L/ Eurobag 9HF + robinet à clapet + crochet                                        | SOC-134224RDIS |         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com