

FICHE PRODUIT



Poche à urine non stérile

Référence : SOC-13420DIS

Description du produit

Poche à urine de 2 litres
en PVC.

Se présente sous 3 formes :

- Standard
- Standard avec valve
- Standard avec valve et robinet

En carton ou boîte.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-et-drainages/8611-poche-a-urine-non-sterile.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
sonde_conditionnement - Carton de 250, sonde_type_de_poche - 2 L Standard	SOC-134202DIS	
sonde_conditionnement - Carton de 250, sonde_type_de_poche - 2 L Valve	SOC-134203DIS	
sonde_conditionnement - Carton de 250, sonde_type_de_poche - 2 L Valve + Robinet	SOC-134204DIS	
sonde_conditionnement - Carton de 250, sonde_type_de_poche - 2 L Valve + Robinet en croix	SOC-134204CDIS	
sonde_conditionnement - Boite de 30, sonde_type_de_poche - 2 L Valve + Robinet LPPR	SOC-134209DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com