

FICHE PRODUIT

Mini Redon avec drain

Référence : SOC-17470DIS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Deux présentations :

- Flacon nu à soufflet. Aspiration par pression et relâchement du soufflet.
- Set complet constitué :
 - d'un flacon à soufflet de 20, 30 ou 50 cc,
 - d'un drain de redon CH 06 ou CH 08,
 - d'une aiguille d'alène montée.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Drain possédant 3 traits de repère noirs correspondants aux jours de pose. Trou en forme d'entonnoir CH 06 à CH 16. Perforation sur 8 ou 15 cm. Longueur 50 cm. Double emballage. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-et-drainages/8621-mini-redon-avec-drain.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
sonde_conditionnement - Boite de 20, sonde_capacite_redon - 20 cc + Alène CH06	SOC-174702DIS	
sonde_conditionnement - Boite de 20, sonde_capacite_redon - 20 cc + Alène CH08	SOC-174703DIS	
sonde_conditionnement - Sachet de 20, sonde_capacite_redon - 30 cc + Alène CH06	SOC-174770DIS	
sonde_conditionnement - Sachet de 20, sonde_capacite_redon - 30 cc + Alène CH08	SOC-174771DIS	
sonde_conditionnement - Boite de 10, sonde_capacite_redon - 50 cc + Alène CH06	SOC-174705DIS	
sonde_conditionnement - Boite de 10, sonde_capacite_redon - 50 cc + Alène CH08	SOC-174706DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com