

FICHE PRODUIT



Flacon de redon, dépression initiale 950 mBars

Référence : SOC-17479ADIS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• Caractéristiques

- Tubulure connectée sur le flacon par un verrou Luer-lock.
- Système clos.
- Embout multi-charrières.
- La transparence du flacon, proche du verre, facilite la lecture du volume d'exsudat.
- Incassable dans des conditions normales d'utilisation.
- Échelle de mesure pour les grands volumes de 200 à 600 ml.
- Lien en polyéthylène permettant la fixation.
- Double emballage stérile pour le poser en bloc opératoire.
- Simple emballage stérile pour le flacon de rechange.

• Avantages

- Dès 750 mBars, obtention d'une hémostase mécanique en évitant l'obstruction du drain par des fragments tissulaires.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Système clos et stérile limitant le risque d'infection liée à la migration ascendante.
- Sécurité pour les patients
- Gamme adaptée à chaque cas.
- Aspiration régulière et constante.
- La surveillance et le changement des flacons facilitent la libre circulation des sérosités.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-et-drainages/8622-flacon-de-redon-depression-initiale-950-mbars.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
sonde_conditionnement - Carton de 60, sonde_capacite_redon - 200 ml nu	SOC-174790ADIS	
sonde_conditionnement - Carton de 60, sonde_capacite_redon - 200 ml avec tubulure	SOC-174791ADIS	
sonde_conditionnement - Carton de 50, sonde_capacite_redon - 400 ml nu	SOC-174792ADIS	
sonde_conditionnement - Carton de 50, sonde_capacite_redon - 400 ml avec tubulure	SOC-174793ADIS	
sonde_conditionnement - Carton de 35, sonde_capacite_redon - 600 ml avec tubulure	SOC-174795ADIS	
sonde_conditionnement - Carton de 35, sonde_capacite_redon - 600 ml nu	SOC-174794ADIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com