

FICHE PRODUIT



Canule de GUEDEL

Référence : SOC-15620DIS

Description du produit

Utilisée pour maintenir ouvertes les voies aériennes d'un patient et permettre le passage de l'air vers les poumons. Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire, canules oropharyngées.
Boîte de 50.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ventilation-et-intubation/8661-canule-de-guedel.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
oxygen_canule - N° 000 - 4 cm - rose	SOC-156200DIS	
oxygen_canule - N° 00 - 5 cm - bleu foncé	SOC-156201DIS	
oxygen_canule - N° 0 - 6 cm - noir	SOC-156202DIS	
oxygen_canule - N° 1 - 7 cm - blanc	SOC-156203DIS	
oxygen_canule - N° 2 - 8 cm - vert	SOC-156204DIS	
oxygen_canule - N° 3 - 9 cm - jaune	SOC-156205DIS	
oxygen_canule - N° 4 - 10 cm - rouge	SOC-156206DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com