

FICHE PRODUIT



Seringues 2 pièces

Référence : SOC-103710IS

Description du produit

Simple, précise et facile d'emploi, cette seringue est adaptée à tout type d'injection.

Conditionnement: Boite de 100

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit



<https://www.socimed.com/seringues/8669-seringues-2-pieces.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
seringue_conditionnement - Boite/100 Carton/2800, seringue_capacite - 2 ml	SOC-103710DIS	
seringue_conditionnement - Boite/100 Carton/1200, seringue_capacite - 10 ml	SOC-103712DIS	
seringue_conditionnement - Boite/100 Carton/1900, seringue_capacite - 5 ml	SOC-103711DIS	
seringue_conditionnement - Boite/80 Carton/960, seringue_capacite - 20 ml	SOC-103713ADIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com