

FICHE PRODUIT

Seringue à insuline, tuberculine, 3 pièces

Référence : SOC-103323IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Seringue en polypropylène inerte. Point d'étanchéité à double contact, sans latex. Graduations nettes.

Seringue à insuline, tuberculine, 3 pièces. Embout de type Luer, Luer lock ou cathéter.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Conditionnement: boîte de 100

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/8675-seringue-a-insuline-tuberculine-3-pieces.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
seringue_conditionnement - Boite/100 Carton/1000, seringue_type - Insuline Nue 1CC - 100 Unités	SOC-103322DIS	
seringue_conditionnement - Boite/100 Carton/1000, seringue_type - Tuberculine Nue 1CC	SOC-103323DIS	
seringue_conditionnement - Boite/100 Carton/1000, seringue_type - Tuberculine AA 26 G x 13 mm	SOC-103324DIS	
seringue_conditionnement - Boite/100 Carton/1000, seringue_type - Tuberculine AA 25 G x 16 mm	SOC-103325DIS	
seringue_conditionnement - Boite/100 Carton/1000, seringue_type - Insuline AA 25 G x 16 mm	SOC-103326DIS	
seringue_conditionnement - Boite/100 Carton/3600, seringue_type - Insuline 1 ml LDS 29 G	SOC-103335DIS	
seringue_conditionnement - Boite/100 Carton/3600, seringue_type - Insuline 0,5 ml LDS 29 G	SOC-103336DIS	
seringue_conditionnement - Boite/100 Carton/3600, seringue_type - Insuline 0,3 ml LDS 29 G	SOC-103350DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com