

FICHE PRODUIT



Seringue à Embout de type Luer, Luer lock ou cathéter 3 pièces

Référence : SOC-103327CIS

Description du produit

Seringue en polypropylène inerte. Point d'étanchéité à double contact, sans latex.

Graduations nettes. Seringue à insuline, tuberculine, 3 pièces.

Embout de type Luer, Luer lock ou cathéter. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Conditionnement: boîte de 30 et 100

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/8684-seringue-a-embout-de-type-luer-luer-lock-ou-catheter-3-pieces.html>



Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
seringue_conditionnement - Boite/100 Carton/3000, seringue_capacite - 3 ml Luer	SOC-103327CDIS	
seringue_conditionnement - Boite/100 Carton/3000, seringue_capacite - 3 ml Luer Lock	SOC-103328CDIS	
seringue_conditionnement - Boite/100 Carton/2400, seringue_capacite - 5 ml	SOC-103329CDIS	
seringue_conditionnement - Boite/100 Carton/2400, seringue_capacite - 5 ml Luer Lock	SOC-103330CDIS	
seringue_conditionnement - Boite/100 Carton/1600, seringue_capacite - 10 ml Luer	SOC-103331CDIS	
seringue_conditionnement - Boite/100 Carton/1600, seringue_capacite - 10 ml Luer Lock	SOC-103332CDIS	
seringue_conditionnement - Boite/50 Carton/800, seringue_capacite - 20 ml Luer	SOC-103333CDIS	
seringue_conditionnement - Boite/50 Carton/800, seringue_capacite - 20 ml Luer Lock	SOC-103334CDIS	
seringue_conditionnement - Boite/40 Carton/640, seringue_capacite - 30 ml Luer	SOC-103640CDIS	
seringue_conditionnement - Boite/40 Carton/640, seringue_capacite - 30 ml Luer Lock	SOC-103641CDIS	
seringue_conditionnement - Boite/30 Carton/360, seringue_capacite - 50/60 ml Luer	SOC-103337DIS	
seringue_conditionnement - Boite/30 Carton/360, seringue_capacite - 50/60 ml Cathéter	SOC-103338DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com