

FICHE PRODUIT



Drap de transfert

Référence : SOC-154120DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Format du drap : 150 x 217 cm 70 g/m2
- Conditionnement des draps : Carton de 50

Description du produit

Drap de transfert en
non-tissé polypropylène.
150 x 217 cm - 70 g/m2.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/draps-rouleaux-d-examens/8711-drap-de-transfert.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Format du drap	150 x 217 cm 70 g/m2
Conditionnement des draps	Carton de 50

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com